

Заплащането се извършва при получаването на готовата конструкция в стоматологинния кабинет (цените са в бг лева)

Срокове за изпълнение на поръчките:

Срокът за изпълнение на конструкции от „неподвижно протезиране“ и „безметални неснемаеми конструкции“ е 5 работни дни, с изключение на конструкции върху цирконий - 7 работни дни, временна корона - 24 часа. Срокът за изпълнение на конструкция от „подвижно протезиране“:

- моделно лята, плакова протеза - 10 работни дни
- имедиатна протеза - 6 работни дни
- микропротеза, шина за избелване и шина против бруксизъм - 3 работни дни
- репаратура - 24 часа
- ребазация - 48 часа

Спешна поръчка е 50% от работния срок като се доплаща 50% върху цената на поръчката.

Сроковете са ориентировъчни и могат да варират в зависимост от моментната натовареност на лабораторията.

Лабораторията приема поръчки, съпроводени със старателно и четливо попълнени фишове с всички необходими данни: имената на стоматолога и пациента (абсолютно необходими за доказване на гаранционни претенции и рекламации); цвят, вид работа, дата и час за проби, забележки и особености по цвета.

Транспортирането на отпечатъка и на готовата конструкция се извършва от куриер за сметка на лабораторията.

Гаранционен срок на протезните конструкции:

Бленд, МК, Чиста керамика - 18 месеца

Лята корона - 18 месеца

Временна корона - без гаранция

Пинлей, Инлей, СОЧ Крепител - 12 месеца

Моделнолята, Фрезпротеза - 12 месеца

Плакова протеза, шина - 12 месеца

Микропротеза - 6 месеца

Тефлон за става - 6 месеца

Репаратура, ребазация - 3 месеца

Условия за гаранция:

Зъботехническата лаборатория не носи отговорност при нерегламентирана употреба на конструкцията, злоупотреби и некомпетентни действия от страна на стоматолога, пациента или трети лица;

- при повреда вследствие сваляне на конструкцията за лечение на носещите зъби;
- при счупване на конструкцията от употреба на храни с неконтролирано качество (в тях има камъчета, кости, лед, стъкла и други подобни);
- при счупване вследствие на удар;
- за зъбопротезни конструкции, станали негодни вследствие заболяване и резорбация на меките и твърдите зъбни тъкани;
- при опит за самостоятелна поправка от страна на пациента

Внимание: Рекламацията се признава само при връщане на негодната конструкция в лабораторията

Управител: Иван Иванов

Иван Иванов завършва зъботехника през 1996г. в медицински колеж "Йорданка Филаретова" София. Работи на свободна практика до 2003г. когато основава „Дентално студио Иван Иванов“ ЕООД.

Екипът на лабораторията се състои от квалифицирани зъботехници, които специализират чрез различни курсове и семинари в България и Европа.

Изработват се различни по вид и сложност зъбопротезни конструкции като по-специално се концентрира върху направата на високо естетични безметални конструкции. В последните години лабораторията си партнира с колеги от Швейцария, с които работи по различни случаи. Работи се с материали на водещи световни фирми в зъбопротезирането: Ivoclar, Heraeus Kulzer, Bego, Renfert, Bredent, Degudent, Dentaurum, Yeti, Shera, Shofu, Girbach и др.

Лабораторията предлага консултации във вашия кабинет, индивидуално определяне на цвят и дигитално заснемане на случаите.

Поръчките се доставят за сметка на лабораторията от куриер.



DENTAL STUDIO IVAN IVANOV LTD



Дентално студио Иван Иванов ЕООД

гр. София, кв. Дианабад, ул. 132, №15

тел: 02/ 868 48 22

GSM: 0886 13 04 31; 0878 85 72 30

Skype: dentalno.studio.ivanov

e-mail: dsiiismtl@abv.bg

Неподвижно протезиране

Корони /Мостове:

1. МК CoCr IPS InLine (Ivoclar)
 2. МК CoCr Vintage Hallo (Shofu)
 3. МК NiCr Ceramco III (Dentsply)
 4. МК AuPt благородна сплав IPS InLine (Ivoclar)*
 5. IPS e.max Press (Ivoclar)
 6. CAD CAM ZrO2 IPS e.max (Ivoclar)
 7. Нанокomпозит Signum (Heraeus Kulzer)
 8. Бленд Heranium S NiCr Superpont C+B (Spofa)
 9. Лята корона Heranium P CoCr (Heraeus Kulzer)
 10. Лята корона Heranium S NiCr (Heraeus Kulzer)
 11. Лята златна корона 22k*
 12. Временна корона Superpont C+B (Spofa)
- Работа върху имплантанти според системата

Фасети:

1. Нанокomпозит Signum (Heraeus Kulzer)
2. Послойна IPS InLine (Ivoclar)
3. IPS e.max Press (Ivoclar)

Инлей:

1. Лят златен 22k*
2. Нанокomпозит Signum (Heraeus Kulzer)
3. Послоен IPS InLine (Ivoclar)
4. IPS e.max Press (Ivoclar)
5. Зилка Silberzin (Dentaurum)
6. Метален Heranium P CoCr (Heraeus Kulzer)

Пинлей:

1. Благородна сплав Argen AuAg*
2. Метален Heranium P CoCr (Heraeus Kulzer)
3. Метален Heranium S NiCr (Heraeus Kulzer)
4. Зилка (Dentaurum)
5. CAD CAM ZrO2
6. Овърденчър метален Heranium P CoCr (Heraeus Kulzer)

Подвижно протезиране

1. Моделно-лята протеза с куки по Ней (Wironit Bego CoCr)
2. Моделно-лята протеза със стави и фрез елементи (Wironit Bego)
 - 2.1 Става сферична (Bredent)
 - 2.2 Става цилиндрична (Bredent)
 - 2.3 Траверса (Bredent)
 - 2.4 Фрезование на зъб
3. Плакова протеза Interacril Hot
4. Плакова протеза Vertex
5. Плакова протеза с мека база Vertex Soft
7. Плакова протеза с индивидуална гингива Castapress
8. Микропротеза Vertex (до 3 зъба)
9. Репаратура проста
10. Репаратура сложна
11. Ребазация Interacril hot
12. Ребазация Vertex
13. Ребазация с мека база Vertex Soft

Шини:

- За бруксизъм (акрилна)
- За бруксизъм (фолио-мека)
- За избелване
- Насочваща в имлантологията
- Протектор

Опции

1. Изработване в артикулатор със средни стойности
2. Корона с прагова препарационна граница:
 - 2.1 Метален праг
 - 2.2 Порцеланов праг (марджин)
3. МК корона върху моделно-лят скелет (CoCr Bonding)
4. Бърза поръчка (50% от работния срок)
5. Отливане на модели за анализ
6. Wax up на зъб
7. Бюгел
8. Пелота
9. Трислойна гарнитура (за 1 протеза)
10. Зъб от гарнитура (при репаратура)
11. Кука (при репаратура)
12. Двойно опъната кука
13. Армиране на горна протеза с позлатена мрежа
14. Смяна на тефлон от ставна протеза
15. Луминарни маси при МК (дискотечен ефект)
16. Индивидуално оцветяване при МК
17. Припопяване
 - 17.1 Сплав NiCr Heranium S (Heraeus Kulzer)
 - 17.2 Сплав CoCr Heranium P (Heraeus Kulzer)
18. Подмяна на естетично покритие на корона/мостово тяло:
 - 18.1 Superpont C+B
 - 18.2 МК IPS InLine (Ivoclar)
 - 18.3 МК Ceramco III (Dentsply)
19. Репаратура неподвижно протезиране:
 - 19.1 Superpont C+B
 - 19.2 МК Ivoclar (IPS InLine)
 - 19.3 МК Ceramco III (Dentsply)
 - 19.4 Signum (Heraeus Kulzer)

